

Technische Daten BIA101 BIVA PRO

GERÄTE- KLASSIFIKATION	Medizinische Geräteklasse IIa gemäß 93/42/EEC Zertifizierung
MESSMODUS 1	Gesamtkörper BIA: Messung von Rz, Xc und Phasenwinkel PA mittels 4-Pol Technik
MESSMODUS 2	Regionale BIA: Bestimmung von Rz, Xc und PA in 10 Körperregionen mittels 8-Pol Technik
BILDSCHIRM	5"/12,8 cm kapazitiver Farb-Touch-Screen
BATTERIE	4 Stunden Dauerbetrieb, Anzeige von Batterieladung bzw. Ladevorgang
DIMENSIONEN	Gewicht 600 g, Größe 20,5×15×4 cm
MESSSTROM	250 µA
FREQUENZ	50 kHz ±1%
AUFLÖSUNG	Resistanz Rz: Auflösung 0,1 Ohm – Genauigkeit 1%
UND GENAUIGKEIT	Reaktanz Xc: Auflösung 0,1 Ohm – Genauigkeit 1%
DATENTRANSFER	Bluetooth™ 4.0 oder USB
SYSTEMALARME	Symbole und Fehlercodes, automatische Anzeige
AUTOTEST	Sensorkalibration, Batterie-Status, interne Funktionen
ALTERSBEREICH	jedes Alter
DATENSPEICHER	max. 150 Messungen